

S'ha suprimit la necessitat de protocol en els següents articles

SRA 030C	Sistema doble amputat
OIT 060D	Ortesi antiequina, dinàmica amb tensor elàstic anterior
OIT 060G	Ortesi tibial antiequina termoconformada amb valva anterior, a mida
OIT 060H	Ortesi posterior dinàmica antiequina, amb flex lateral i plantilla termoplàstica per a interior de sabata
OIT 080A	Bitutor curt, a mida (unitat) (prescriure a més, si ho necessita, una articulació de turmell a elecció)
OIT 100A	Ortesi funcional tipus PTB (Patellar Tendon Bearing), prefabricada
OIT 900B	Botí de Denis Browne per a menors de 3 anys
OIT 910A	Bota tipus bòxer per adaptar a ortesi de marxa. Fins al número 23 (parell)
OIT 910B	Bota tipus bòxer per adaptar a ortesi de marxa. Números 24 al 29 (parell)
OIT 910C	Bota tipus bòxer per adaptar a ortesi de marxa. Números 30 al 33 (parell)
OIT 910D	Bota tipus bòxer per adaptar a ortesi de marxa. Números 34 al 37 (parell)
OIT 910E	Bota tipus bòxer per adaptar a ortesi de marxa. Números 38 i superiors (parell)

SRA 030C	Sistema doble amputat
OIF 020A	Cuixera formada en termoplàstic, a mida
OIE 050A	Ortesi desrotatòria femoral (tipus twister) (unitat)
OTT 000A	Suport cervical tipus Somi
OIE 000D	Bitutor femoral metàl·lic amb cinturó pelvià, a mida (unitat) (prescriure a més articulació de maluc, articulació de genoll i articulació de turmell a elecció i , si ho necessita, un botí)
OTT 010B	Minerva llarga, prefabricada
OIE 000A	Bitutor femoral metàl·lic amb cèrcols, a mida (unitat) (prescriure a més articulació de genoll i articulació de turmell a elecció i, si ho necessita, un botí)
OIT 060B	Ortesi posterior antiequina, "Rancho Los Amigos", a mida

Trobareu el nou catàleg publicat a la web del CatSalut, en format PDF i excel en el següent enllaç: <https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registres-catalegs/catalegs/prestacions-ortoprotetiques/>